

ALPHASONIC II

MASSAGESSEL



time**to**relax



 **braintronics**[®]
brainwave stimulation system


CASADA
HEALTHCARE

ALPHASONIC II



Der nächste Schritt in Richtung Perfektion – **AlphaSonic II von Casada**

Der AlphaSonic II kombiniert Spitzentechnologie mit bewährter Qualität und einer völlig neuen Art Entspannung zu erleben. Der neue Premium-Massagesessel aus der Casada Familie überzeugt mit einem größeren Sitzbereich und auffallend kreativen Design. Langlebiges und umweltfreundliches Mikrofaser PU-Leder fühlt sich nicht nur gut an, sondern erleichtert auch die Reinigung und sorgt für überragen-

den Sitzkomfort. Mit Hilfe des Schnellstart-Panels können Sie ganz bequem alle elementaren Einstellungen vornehmen und die Fernbedienung ruhig zur Seite legen. Die aktuelle braintronics® App macht die Anwendung der ganzheitlichen Erholung kinderleicht. Träumen Sie sich hinfert, aus der Hektik des Alltags und lassen Sie Ihren Körper und Geist entspannen.



BESONDERHEITEN



BRAINTRONICS®

Die braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation Ihre Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter Körper.

SHIATSU

SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



2D MASSAGE

Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



FLATTERN

Durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand wird die Durchblutung der Muskulatur und die Straffung des Bindegewebes gefördert, gleichzeitig Verspannungen gemindert.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



KNETEN & FLATTERN

Eine Massagekombination aus Kneading und Flapping.



ROLLEN

Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



CARBON WÄRME

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.



GUA SHA

Das Schaben mit leichtem Druck öffnet die oberflächlichen Blutgefäße und regt die Durchblutung an. GuaSha wird gerne in Kombination mit Akupressur angewendet, um über die „Shu Punkte“ zusätzliche Reize auszulösen, welche eine besonders wohltuende Wirkung haben.



LUFTDRUCK

Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



L-FORM

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.



S-LINIE

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.



PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!



SCHWERELOS POSITION

Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwerelos-Gefühl“.



EINSTELLBARES KISSEN

Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu reduzieren.



AUTOMATIK

9 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zuschalten.



SPEICHER

Mit der intelligenten Memory Funktion erinnert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt ohne den Scanvorgang. Mit den Tasten [M1 & M2] haben Sie die Möglichkeit zwei Programmabläufe zu speichern.



RÜCKENBEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



EINSTELLBARE FUSSSTÜTZE

Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.



LIEGEPOSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.



SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt werden.



LUFTINTENSITÄT

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.



LUFTBEREICH

Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper, Arme und Beine, unterer Körper).



TAILLENSTRECKUNG

Airbags im unteren Bereich des Rückens sorgen für eine sanfte Streckung der Taille und des Beckens. Wirkt ideal Verspannungen entgegen.



PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



WEITE

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



AKUPRESSURPUNKTE

Entscheidende Akupressurpunkte werden massiert.



MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



BLUETOOTH

Kabellose Datenübertragung.



MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Die speziell entwickelten Massageköpfe ahmen hierbei die Bewegung der Hände des Masseurs nach. Sie können sich mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad bis zu 6,5cm hervorstrecken und können wie eine Hand Hals-, Brust- und Lendenwirbel effektiv massieren.



O2 IONIZER

Die Umgebungsluft wird von Schadstoffen neutralisiert und lässt Sie während der Massage gereinigten Sauerstoff atmen.



USB-LADER

Während Sie sich entspannt massieren lassen, kann der integrierte USB-Anschluss z. B. Ihr Smartphone mit Strom versorgen.



SCHNELLSTART

Mit der Schnellstart Bedienung in der Armlehne immer die wichtigsten Funktionen mit einem Griff steuern.




YOGA

Gezielte Dehnungsmassage aktiviert Ihren Körper und hat eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus.



REFLEXZONEN

Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf fast alle Körperorgane.



braintronics®

brainwave stimulation system

Das menschliche Gehirn ist ein komplexes Organ – bestehend aus zahllosen Nervenzellen, auch Neuronen genannt. Jede Zelle produziert konstant winzige elektrische Impulse. Jeder Gedanke, jeder Ton und jeder Eindruck, alles wird durch die kleinen elektrischen Impulse übermittelt; es ist sozusagen die Sprache des Gehirns. Die Summe dieser Impulse ergibt grafisch dargestellt eine Wellenform. Diese Wellen bezeichnet man als Gehirnwellen.

Mit der Kombination aus braintronics® Audiostimulation, geführter Meditation und wohltuender Massage können durch die Stimulation der Gehirnwellen verschiedene Entspannungszustände im Gehirn erreicht werden. Ganz gleich, ob Sie sich nachhaltig besser konzentrieren, entspannen oder verwöhnen lassen wollen – alles ist möglich mit einem Massagesessel der Casada Familie.





ALPHASONIC II




iPhone



Android



EDLES DESIGN UND FABELHAFTE ENTSPANNUNG




Kopfhörer
zusätzlich
erhältlich




BRAINTRONICS



TECHNISCHE DATEN

Maße aufrecht	150 x 80 x 122 cm
Maße liegend	179 x 80 x 920 cm
Gewicht	96 kg
Spannung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung	150 W
Laufzeit	20 Minuten
braintronics®	21 Minuten
Zertifikate	  

VERFÜGBARE FARBEN



creme | braun



grau | schwarz



Breite der Sitzfläche 50 cm | Breite des Schulterbereichs (innen) 60 cm



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com